



# 组织管理的革新

## 锐意进取, 凯旋而归

全新推出

### Mammotome revolve

麦默通锐旋  
双向真空辅助乳房活检与旋切系统

# 重新定义 手术效率

## 卓越的样本品质——始于定位，旨于诊断

Mammotome revolve在着眼于精确度、重现性和高效性的同时，依旧秉承了我们的宗旨——在活检过程中为医护人员提供更多可靠优质的样本组织。先进的组织管理技术大幅减少了组织处理过程，精简了手术步骤，优化工作流程，从而加快病人的流转率。



### 立体定位/断层摄影引导 **ST**

- 方便的操控与及时的反馈，使组织采集更便捷自信
- 自动化采集、管理芯样，并输入免触式样品收集腔
- 精益流程，提高效率：样本采集到病理诊断无缝衔接
- 专利Dual Vac双向真空辅助技术可让您更快速地获得所需组织的体积，并获得更大质量的完整芯样进行综合诊断。

### 超声引导 **U/S**

- 稳固而轻便,符合人体工程学的手柄为您带来舒适、易操作的体验
- 先进的平刀头设计减少进针阻力，更易穿刺
- 专利Dual Vac双向真空辅助技术可让您更快速地获得所需组织的体积，并获得更大质量的完整芯样进行综合诊断。


与各厂家兼容。购买前请咨询麦默通产品技术代表



# Mammotome revolve

麦默通锐旋

双向真空辅助乳房活检与旋切系统



## 精准定位，锁定目标，获取样本

**更容易：**能充分接近后胸壁病变

**更精确：**精准定位，充分减少组织偏离

**更高效：**同个探针可以根据不同需求调节取样槽长度

## 快速取样，逐一存放

**更快捷：**快速取样无需触及芯样

**更清晰：**手术过程逐一采集并单独存放于样本管理装置

## 增加患者和医师的舒适度

**即时**的SteadyVac技术充分减小血肿  
**麻醉**可在术中需要时，经独立管路输入补充，避免被生理盐水稀释

**舒适**和符合人体工程学的操控，方便临床医师实时反馈

## 毋庸置疑的证明

**即刻**准备成像：不需要花费时间刮离或分类芯样

**减少**样本处理程序，样本采集到病理诊断无缝衔接

**完整**无损的样本便于进行高效病理诊断



[www.mammotome.cn](http://www.mammotome.cn)

共同见证

THE BALANCING ACT  
Celebrating our 67th year

Health Heroes



**Mammotome**

a division of  DEVICOR MEDICAL PRODUCTS, INC.

[www.mammotome.cn](http://www.mammotome.cn)

选择最适合您的方式

售后服务热线：400-669-1799

电话：021-8031 6300 邮政编码：200335

地址：上海市长宁区福泉北路518号2座3楼

©2013 Devicor® Medical Products, Inc. 版权所有。  
产品的完整信息请参阅使用说明